

Chức năng:

- App:

- + Hẹn giờ uống thuốc
- + Set up loại thuốc ở từng ngăn và số lượng thuốc cần uống(có thể set up đơn lẻ VD: ngăn 1: melatonin, trưa 2 tối 1, ngăn 2: Barbiturat, trưa 2 tối 2,...)
- + Đăng ký tài khoản, liên kết với tài khoản người thân
- + Thông báo qua điện thoại nếu bỏ uống thuốc quá 3 lần, quá 3 ngày sẽ báo cho người thân

- Thiết bị:

Tóm tắt: báo hiệu khi đến giờ uống thuốc, hiển thị số thuốc cần uống mỗi loại

Cụ thể:

- + Có 5 ngăn chứa thuốc, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người
- + Sử dụng pin (sạc hoặc pin con thỏ)
- + Khi đến giờ uống thuốc, thiết bị sẽ kêu lên để báo cho người dùng đồng thời hiển thị số thuốc cần uống bằng led 7 thanh ở mỗi ngăn:

- Nếu người dùng mở một nắp ngăn thuốc bất kỳ, thiết bị sẽ ngừng kêu, và khi đóng lại thì số lượng thuốc ở ngăn đó sẽ không hiển thị nữa(dùng **cảm biến từ**)
- Nếu người dùng bấm nút 'SNOOZE' thiết bị sẽ hoãn thời gian báo uống thuốc thành 10 phút sau, trong thời gian này nếu mở nắp ngăn thuốc thì thiết bị sẽ hoạt động như ở trường hợp 1, và chế độ hoãn uống thuốc sẽ tự động tắt
- Nếu người dùng bấm nút 'STOP' thiết bị sẽ tắt hẳn và đếm là 1 lần bỏ uống thuốc